

0195810100 Por homogenizátor (VS-5)

Max. homogenizálható térfogat	2,5 liter
Anyaga	r.m. acél
Teljesítmény:	550W
Tömeg:	47kg
Méret:	580x720x370mm
Fordulatszám:	18RPM



Javasolt felhasználás: Gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, szilárd minták (por és apró szemű granulátumok) egységes elkeveréséhez, homogenizálásához.

További jellemzők:

A tökéletes zárást szilikon tömítések biztosítják.

A keverési sebesség konstans.

A kevertetés ideje 1...99,9h között állítható, vagy manuálisan leállítható