

AGE mágneses keverő

Max. keverhető térfogat	8 liter
Anyaga	epoxi festésű fémház
Teljesítmény:	40W
Tömeg:	1,8kg
Méret:	171x75x190mm
Fordulatszám:	0-1200fordulat/perc



Javasolt felhasználás: Közepes térfogatú kevertetésére alkalmas nagy teherbírású készülék.

Külső borítása kémiaileg ellenálló, jó korrózió és ütésálló felület. Folyamatos használatra, napi rutin munkákhoz laboratóriumokba.

Kód: 043-100164