

AMI 4 világítólapos 4 férőhelyes mágneses keverő

Max. keverhető térfogat	4x5 liter
Anyaga	műanyag ház
Teljesítmény:	4,8W
Tömeg:	4kg
Méret:	600x55x270mm
Fordulatszám:	0-1100fordulat/perc



Javasolt felhasználás: Olyan kolorimetriás titrálási feladatokhoz ajánlott készülék, ahol az alsó megvilágítás elősegíti a színváltás észlelését. A négy minta kevertetési sebessége egymástól függetlenül szabályozható.