

## **VELP AREC.T fűthető mágneses keverő, kerámia fűtőlappal, digitális hőmérséklet kijelzéssel, beépített időzítővel**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Max. keverhető térfogat | 15 liter            |
| Burkolat anyaga         | műanyag             |
| Fűtő lap anyaga         | kerámia             |
| Fűtő lap mérete         | 180x180mm           |
| Teljesítmény:           | 800W                |
| Tömeg:                  | 3,3kg               |
| Méret:                  | 203x94x344mm        |
| Fordulatszám:           | 0-1500fordulat/perc |
| Maximális hőmérséklet:  | 550°C               |
| Időzítés                | 0-999perc           |



### **Javasolt felhasználás:**

**Akár nagyobb térfogatú, viszkózus minták kevertetésére, fűtésére. Extrém magas hőmérséklet és keverési sebesség igény esetén.**

**A készülék digitális hőmérőhöz csatlakoztatható. Megfelelő, pl. Velp Vertex egységgel vezérelhető.**

**Kedvező árfekvésű készülék.**