

VELP REC típusú fűtőlap

Burkolat anyaga	műanyag
Fűtő lap anyaga	kerámia
Fűtőlap mérete	180x180mm
Teljesítmény:	800W
Tömeg:	3,3kg
Méret:	203x94x344mm
Maximális hőmérséklet:	550°C



javasolt felhasználás: Széles körben használható, kedvező árkategóriájú készülék. Kiváló korrózióálló felület. Extrém magas hőmérséklet eléréséhez, vagy extrém korrozív anyagokhoz ajánljuk. Digitális kijelzőn a beállított hőmérsékleti érték leolvasható.

Kód: 0F20700080