

## SPECIFIKÁCIÓ

**Anyag neve:** Aceton  
**Minősége:** a.r.  
**CAS:** 67-64-1  
**Összegképlet:** C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O  
**Kiszerezés:** 1000 ml  
**Cikkszám:** 1000071000

<b>Tartalom (GC)</b>	<b>min. 99,5 %</b>
<b>Elegyedés vízzel</b>	<b>e.sz.</b>
<b>Szabad sav (AcOH)</b>	<b>max. 0,003 %</b>
<b>Szabad lúg (NH<sub>3</sub>)</b>	<b>max. 0,001 %</b>
<b>Aldehydekek (AcO)</b>	<b>max. 0,025 %</b>
<b>Redukáló anyagok</b>	<b>e.sz.</b>
<b>Bepárlási maradék</b>	<b>max. 0,001 %</b>
<b>Metanol (GC)</b>	<b>max. 0,05 %</b>
<b>Víztartalom (KF)</b>	<b>max. 0,5 %</b>

**Debrecen, 2013.03.13.**

**Ez a dokumentum aláírás nélkül is érvényes.**