



**AGITATORE A SPATOLA**

**Materiale:** Polipropilene

Stampato in un solo pezzo con le estremità a forma di spatola.

**POLICEMEN STIRRING ROD**

**Material:** Polypropylene

White, one-piece rod with flattened ends forming two small spatulas.

**AGITATEUR À SPATULE**

**Matière:** Polypropylène

Moulé d'une seule pièce avec extrémités à spatule.



**PORTAGHIACCIO**

**Materiale:** PUR espanso

Il contenitore è dotato di coperchio e di due maniglie laterali. Spessore 15 mm ca. Colore rosso. Eccellenti proprietà isolanti. Utilizzabile con ghiaccio secco o ghiaccio tritato e miscele raffreddanti. Resistente all'azoto liquido per brevi periodi di tempo.

**ICE BUCKET**


**Material:** expanded PUR

Equipped with lid and two side-handles. Thickness of about 15 mm. Red colour. Excellent isolating feature. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures. Liquid nitrogen resistant for a few minutes.

**RÉCIPIENT À GLACE**

**Matière:** PUR espanso

Avec couvercle et 2 poignées. Épaisseur de environ 15 mm. Couleur rouge. Excellente propriétés d'isolation. Convient pour la glace sèche ou floconneuse et pour les mélanges frigorifiques. Résistant à l'azote liquide pour périodes limitées.



**BACINELLE RETTANGOLARI**

**Materiale:** PVC

Molto utili per piccoli oggetti da conservare nel cassetto come matite, penna, gomme, regoli, ancorette magnetiche, raccordi, ecc. Il comparto centrale della bacinella a 5 cavità può essere usato per riporre le pipette sierologiche.

**INPUT TRAYS**


**Material:** PVC

Very useful for knick knacks - rulers, erasers, pencils etc, in desk drawers. Central compartment of five compartment tray can be used for pipettes. Sturdy. Can be used for carrying items such as stir bars, connectors etc.

**PLATEAUX RECTANGULAIRES**

**Matière:** PVC

Très utiles dans les tiroirs pour petits objets: crayons, stylos, gommes, règles, barreaux magnétiques, raccords, etc. L'emplacement centrale du plateau 954 peut être utilisé pour les pipettes.



**BACINELLE RETTANGOLARI**

**Materiale:** PP/PVC

Robuste, autoclavabili le bacinelle in polipropilene da 12 lt possono contenere 18 bottiglie da 500 ml oppure 12 bottiglie da 1000 ml.

Le bacinelle in PVC possono contenere flaconi aventi un Ø della base non superiore a 22 mm, ideali per contenere i flaconi da 7 ml in ognuna delle 9 cavità, possono essere alloggiati 12 flaconi per un totale di 126 pezzi.

**INPUT TRAYS**

**Material:** PP/PVC

Art. 548 is a tough 12 liters autoclavable tray for a variety of uses. Can hold 18x500 ml or 12x1 lt bottles.

Art. 952 is a strong PVC tray for holding sample bottles with base diameter not greater than 22 mm. Ideal for 7 ml (1/4oz) Bijuou bottles or specimen tubes. Each of nine rows can hold 14 of such bottles making a total capacity of 126.

**PLATEAUX RECTANGULAIRES**

**Matière:** PP/PVC

Solides autoclavables, les plateaux en polypropylène de 12 lt peuvent loger 18 flacons de 500 ml ou 12 flacons de 1000 ml.

Les plateaux en PVC peuvent loger flacons avec Ø de la base non supérieur à 22 mm, idéales pour flacons de 7 ml, en chaque cavité on peut loger 12 flacons pour un totale de 126 pièces.

	Art.	Lunghezza mm Length mm Longueur mm
AGITATORE A SPATOLA POLICEMEN STIRRING ROD AGITATEUR À SPATULE	828	244

	Art.	Cap. lt	Dim. mm	h mm
PORTAGHIACCIO ICE BUCKET RECIPIENT À GLACE	1000	4,5	270	200

	Art.	Mater.	Cavità Cavity	Dimens. compart mm Emplacements	Dimens. mm
BACINELLE RETTANGOLARI INPUT TRAYS PLATEAUX RECTANGULAIRES	953	PVC	12	90x90	303x403x63
	954	PVC	5	100x185 (4) 100x385 (1)	304x404x64

	Art.	Mater.	lt	Dimens.compart. mm	Dimens. Int. mm	Dimens. Est. mm
BACINELLE RETTANGOLARI INPUT TRAYS PLATEAUX RECTANGULAIRES	548	PP	12		345x510x110	510x350x105
	952	PVC	cavità/rows/empl. 9	25 (width)	300x355x42	350x300x40