

38-0B150DM monokuláris digitális mikroszkóp

- Monokuláris fej, 30°-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
- WF10X / 18mm nagy látómezőjű okulár
- Dioptria állítás: van
- Revolver: 3 -állású
- Achromat objektívek 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / rugós
- **Nagyítások: 40x,100x, 400x**
- 125x116mm tárgyasztal, XY tárgymozgatóval, mozgási tartomány 76x30mm
- Fókuszáló rendszer, koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
- 1.25 N.A. kondenzor, fényrekeszsel és szűrőtartóval
- Megvilágítás: 1W-os LED, 6300K, szabályozható fényerő
- Kiegészítők a csomagban: hálózati kábel, porvédő - Kimenet: USB 2.0
- Beépített kamera felbontása: 1.3 Mpixel (1280x1024p)
- Szoftver: OPTIKA Vision Lite kompatibilis Windows XP/Vista/7, 32-64 bit verziókkal
- Tartozékok a csomagban: USB kábel, porvédő

