

38-000B153 monokuláris mikroszkóp

- Monokuláris fej, 30°-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
- WF10X / 18mm nagy látómezőjű okulár
- Achromat objektívek DIN 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / rugós, 60X / 0.85 / rugós
- 125x116mm tárgasztal, XY tárgymozgatóval, mozgási tartomány 76x30mm
- Fókuszáló rendszer, egymástól elválasztott durva és finom állítási lehetőséggel
- 1.25 N.A. kondenzor, fényrekeszsel és szűrőtartóval
- 1 W-os LED megvilágítás, hálózati kábel, porvédő

