

## **38-000B159 binokuláris mikroszkóp**

- Binokuláris fej, 30°-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
- Szemtávolság állítás:48-75mm
- WF10X / 18mm nagy látómezőjű okulár
- Achromat objektívek DIN 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / rugós, 100X / 1.25 / rugós, olajos
- 125x116mm tárgyasztal, XY tárgymozgatóval, mozgási tartomány 76x30mm
- Fókuszáló rendszer, koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
- 1.25 N.A. kondenzor, fényrekeszsel és szűrőtartóval
- 1W-os LED megvilágítás, hálózati kábel, porvédő

