

38-000B193 trinokuláris mikroszkóp

- Fej: trinokuláris, 30°-ban döntött, 360°-ban körbeforgatható
- Okulár: WF10x/18mm
- Revolver: 4 férőhelyes
- Objektívek:

Achromat 4x/0.10

Achromat 10x/0.25

Achromat 40x/0.65

Achromat 100x/1.25 olaj

- Teljes nagyítás: 40x, 100x, 400x, 1000x
- Tárgyasztal mérete: 125x115mm, X,Y irányban mozgatható
- Tárgyasztal mozgástartománya: 70x30 mm
- Kondenzor: Abbé-féle N.A. 1.25, írisz blendével, szűrő tartóval, magasságállító
- Fókusz: koaxiális finom és durva állítás
- Megvilágítás: X-LED2, fényereje egy 30W-os halogén izzóval egyező
- 23.2mm átmérőjű kameracsatlakozóval

