

38-0B353PL trinokuláris mikroszkóp

- Trinokuláris fej, 30°-ban döntött és 360°-ban körbeforgatható
- WF 10X/20mm nagy látómezőjű okulárok
- Befelé fordított, négyállású revolverfej
- Objektívek: Planachromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 Rugós, 100x/1.25 Rugós, olajos
- Fókuszáló rendszer, koaxiális durva és finom állítási lehetőséggel
- 160 X 142 mm-es tárgyasztal, kettős mintabefogóval, 76X52 mm-es mozgástartománnyal
- Beépített, szabályozható, X-LED megvilágítás
- Abbé-féle N.A. 1.25 kondenzor, fényrekeszsel
- Hálózati kábel, porvédő

