

38B150POLB binokuláris polarizációs mikroszkóp

- Fej: Binokuláris 30°-ban döntött, 360°-ban körbeforgatható
- Okulárok: WF10X/18mm
- Objektívek: **Achromat 4x, 10x, 40x**
- Forgatható tárgasztal: 360°-ban mozgatható, átmérfője: 120mm
- Beépített polarizációs szűrőpárral
- Fókuszáló rendszer, egymástól elválasztott durva és finom állítási lehetőséggel
- 1.25 N.A. kondenzor, fényrekeszsel és szűrőtartóval
- Megvilágítás: 1W-os LED, 6300K, szabályozható fényerő
- Kiegészítők a csomagban: hálózati kábel, porvédő

