

38B150POLM monokuláris polarizációs mikroszkóp

- Fej: Monokuláris 30°-ban döntött, 360°-ban körbeforgatható
- Okulárok: WF10X/18mm
- Objektívek: **Achromat 4x, 10x, 40x**
- Forgatható tárgyasztal: 360°-ban mozgatható, átmé rője: 120mm
- Beépített polarizációs szűrőpárral
- Fókuszáló rendszer, egymástól elválasztott durva és finom állítási lehetőséggel
- 1.25 N.A. kondenzor, fényrekeszsel és szűrőtartóval
- Megvilágítás: 1W-os LED, 6300K, szabályozható fényerő
- Kiegészítők a csomagban: hálózati kábel, porvédő

