

48-0AD1020 Professzionális pH/ORP/ISE/T laboratóriumi, asztali mérőműszer + elektroda tartó állvány , pufferekkel



A szállítási készlethez a mérőműszeren kívül pH elektród (48-0AD1131B utántölthető üveg pH-
elektrod),

hőmérséklet érzékelő (A7662 rozsdamentes acél), elektróda tartó állvány, tápegység tartoznak.

5 pontos kalibrációs lehetőség

külön rendelhető tartozékok:

48-0000ORP Kombinált ORP- elektród

48-0AD9316 Adatfeldolgozó program ADWA AD1000 és AD1020 műszerekhez

Ion-szelektív elektródokat (ISE)

Termékleírás

A pH / ORP/ISE/ T mérő egy precíz, mikroprocesszoros modern laboratóriumi mérőműszer.
Memóriájában tárolhat 1000 mérési eredményt. USB vagy RS232 csatlakozón keresztül a
számítógépre tölthetőek az adatok további feldolgozásra.

5 pontos kalibrációt lehet vele elvégezni, a memóriájában tárolt 7 puffer (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01,
9.18, 10.01, 12.45) és 2 felhasználói puffer közül. Automatikusan jelzi a kalibrálás szükségességét.
GLP követelményeknek megfelelően kijelzi az utolsó kalibráció dátumát és adatait.