

FiveGo pH meter F2-Std-Kit LE438 elektródával



Mérés egyszerűen

Nagy méretű, jó elrendezésű kijelző, átgondolt gombkiosztás és egyszerű menü garantálja, hogy a mérések mindössze néhány kattintással elvégezhetők.

Ergonomikus működés az egykezes működtetéshez

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a FiveGo kezelése kényelmes. Az összehajtható állvány optimális nézetet biztosít vízszintes felületeken.

Paraméter	pH; ORP
Csatorna	Egycsatornás
Verziókészlet	Mérésre kész készlet
Szenzor	LE438 IP67
pH mérési tartomány	0 – 14
pH felbontás	0,01
pH pontosság (±)	0,01
mV mérési tartomány	0
mV felbontás	1
mV pontosság (±)	1
Hőmérséklet tartomány	0 °C – 100 °C
Hőmérséklet felbontás	0,1 °C
Hőmérséklet pontossága (±)	0,5 °C
Hordozható	Da
ISM támogatás	Nem
Memória mérete	200 mérés
Ipari védettségi besorolás	Víz- és porálló (IP67)
Cikkszám	30266889