

## M-30060041 EasyPlus pH: Végpont (EP), Ekvivalencia-pont (EQP) titrátor

Színes érintőképernyős általános titrátor sav-bázis titrálásokhoz (EP és EQP titrálás):

- Savtartalom üdítőben, borokban, tejben
- Lúgosság meghatározása tisztítószeres, reagensek esetén
- szabad zsírtartalom étkezési olajokban
- m-érték, p-érték vízanalitika során

**Svájci minőség:** svájci mérnöki tervezés és a legjobb minőségű alkatrészek és anyagok biztosítják a hosszú éveken át tartó, megbízható működést.

**Végletekig leegyszerűsített meghatározás:** az Easy pH titrátort az egyszerű munkavégzésre tervezték. Az okostelefonokhoz hasonló applikációs elrendezésben könnyű eligazodni, a programozás pedig minimális időt vesz igénybe.

Csak a legszükségesebbeket kell beállítania, a titrátor automatikusan elvégzi a többit és a kívánt mértékegységben adja meg a végeredményt.



Az **Easy pH** titrátor felgyorsítja az automatizált csapadékos titrálásokat. Az egyszerű, ikonokon alapuló kezelői felület lecsökkenti a betanulási időt, de javítja a munkatempót és az egyszerűséget. Az **iTitrate** funkció segít a készülék programozásában, így biztosítva, hogy a minták tesztelése konzisztensen, kezelőtől függetlenül, minimális erőfeszítéssel történjen meg. Nem kell többé számításokat végezni, a dokumentálásban pedig nyomtató, vagy az **EasyDirect™** titrátor szoftver segíthet..

**Használatra kész:** A csomag tartalmazza a titrátort, a 20 ml-es bürettát, az EG11-BNC vizes közegű pH-szenzort, valamint minden olyan kiegészítőt, mely a gyors induláshoz szükséges.

