

## **M-51324450 Densito 30PX hordozható sűrűségmérő**



Méréstartomány: **0-2,0 g/cm<sup>3</sup>**;

Felbontás: **0,0001 g/cm<sup>3</sup>**;

Pontosság: **0,001 g/cm<sup>3</sup>**

Hőmérséklet tartomány: **0-40 °C**;

Hőfokmérés, kompenzálás

Beépített mintavételező rendszer.

Háttér megvilágításos LCD kijelzővel

- ✓ Gyárilag tárolt táblázatok:
  - g/cm<sup>3</sup>, SG(fajsúly)
  - hőmérsékletkompenzált g/cm<sup>3</sup>, SG,
  - Brix%
  - alcohol tartalom (térf. ill. tömegszázalékban),
  - kénsav (tömegszázalék),
  - API alkalmazások
  - szabadon definiálható mértékegység (koncentráció).
- ✓ Adatátvitel: Infraponton keresztül (IrDA), közvetlenül nyomtatóra, vagy számítógépre.
- ✓ 1100 mérési adat tárolása
- ✓ Tárolóedényekkel, kupakkal ellátva
- ✓ Sűrűségstandarddal, elemekkel
- ✓ Oktató CD-vel, adatgyűjtő szoftverrel.
- ✓ Hordtáskával.