

Scharlab Újdonságok

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Aktuális akciónk keretében kérjük, tekintse meg Scharlau márkájú fecskendőszűrőinket! Védje oszlopát kiváló minőségű szűrőinkkel, melyek foglalatja tiszta PP-ből készült. Kedvező áron olyan minőséget biztosítunk, ami megfelel a legnagyobb elvárásokkal rendelkezőknek is.

SCHARLAU FECSKENDŐSZŰRŐK



✓ **Nylon**

Hidrofil természete alkalmassá teszi vizes és szerves minták és oldószerek szűrésére. Széles körben elterjedt HPLC minták előkészítésénél.

✓ **Cellulóz-acetát**

A CA fecskendőszűrők alacsony fehérjemegkötéssel rendelkeznek. Biológiai minták szűrésénél terjedt el a használatuk.

✓ PVDF

A PVDF fecskendőszűrők vizes minták - például vízben oldódó polimerek és proteinek - szűrésére szolgálnak, mivel alacsony fehérjemegkötéssel rendelkeznek.

✓ PTFE

Hidrofób természetüknek köszönhetően tökéletesen megfelelnek szerves minták és oldószerek szűrésére. Rendkívül magas kémiai ellenállásúak, ami ideálissá teszi őket erős savak és agresszív oldatok szűrésére is.

✓ PES

Ezek a szűrők leginkább a molekuláris biológiában alkalmazhatóak. Alacsony fehérjemegkötéssel rendelkeznek, ugyanakkor magas teljesítményt nyújtanak alacsony kivonhatóságnál, ezzel lehetővé téve a minta teljes felépülését.

Kód	Megnevezés	Csomag	Akciós ár
CEA2520200	Fecskendőszűrő cellulóz aceát 25mm, 0,22um, nem steril	200 db/csomag	31.200 Ft
CEA2545200	Fecskendőszűrő cellulóz aceát 25mm, 0,45um, nem steril	200 db/csomag	31.200 Ft
NYL2520200	Fecskendőszűrő nylon 25mm, 0,22um, nem steril	200 db/csomag	26.400 Ft
NYL2545200	Fecskendőszűrő nylon 25mm, 0,45um, nem steril	200 db/csomag	26.400 Ft
PES252250S	PES fecskendőszűrő 25mm 0,22µm, steril	50 db/csomag	16.320 Ft
PES254550S	PES fecskendőszűrő 25mm 0,45µm, steril	50 db/csomag	16.320 Ft
PTF2520200	PTFE fecskendőszűrő 25mm 0,22µm, nem steril	200 db/csomag	30.240 Ft
PTF2545200	PTFE fecskendőszűrő 25mm 0,45µm, nem steril	200 db/csomag	30.240 Ft
PVD2520200	PVDF fecskendőszűrő 25mm 0,22µm, nem steril	200 db/csomag	30.240 Ft
PVD2545200	PVDF fecskendőszűrő 25mm 0,45µm, nem steril	200 db/csomag	30.240 Ft

A táblázatban szereplő árak nettó egységárak, nem tartalmazzák a 27% ÁFA-t.
Az akció érvényessége 2016.12.31.

Keresse honlapunkon a Stuart termék családot!



Bevezető, akciós áron kínáljuk a kiváló minőséget képviselő Stuart termékeket.

**Fűtőblokkok, centrifugák, telepszámlálók, flokkulátorok, Fűtőkosarak,
homogenizátorok, fűthető mágneses keverők, fűtőlapok, inkubátorok,
folyadékadagolók, o.p. mérők, pálcás keverők, rollerek, rázógépek, kémcsőrázók,
mágneses keverők és vízfürdők széles választéka a Scharlab Magyarország Kft.-nél!**

www.scharlabmagyarorszag.hu



*A **Praktikus Sarok** rovatunkban minden hónapban egy-egy hasznos terméket ajánlunk a figyelmébe:*



88-0100402

Kerekes kocsi három polccal, r.m. acél, 860x540x940mm, polctávolság 280mm, terhelhetőség max. 60kg/polc, fékezhető kerekkel

ár: 49 900Ft+ÁFA

Akciónk időtartama: 2016. november 6.-tól december 30.-áig.

A táblázatban feltüntetett áraink nettó egységárak, nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

A kiszállítás nettó 35.000Ft felett díjmentes, alatta 2500Ft+ÁFA

Elérhetőségeink: Scharlab Magyarország Kft.

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.

e-mail: info@scharlab.hu

tel.: (88) 787-634, fax: (88) 781-081